

Kodak 8000C

Sistema panorâmico e cefalométrico digital

Precisão instantânea.

Extremamente eficiente, mas de operação muito simples, o Sistema Kodak 8000C (anteriormente chamado TrophyPan C) produz imagens panorâmicas e cefalométricas de precisão e exposição ótimas, num instante. Permite que você efetue diagnósticos precisos e rápidos, otimize o gerenciamento de sua atividade, ao mesmo tempo que melhora a comunicação com seus pacientes e colegas.

O sistema de imagens "one shot".

O Sistema Kodak 8000C é o primeiro sistema cefalométrico digital direto que realiza imagens "one shot": o crânio do paciente é exposto uma única vez e por uma fração de segundo. Resultado: é reduzido o risco de imagens borradas e aumentado o conforto do paciente.

Definitivamente mais simples.

Com o Sistema Kodak 8000C, programe todas as tomadas de imagens através de seu computador usando uma interface clara e intuitiva. As diferentes etapas de programação são muito simples e permitem que você digite rapidamente todos os parâmetros necessários para a tomada de uma radiografia de seu paciente.

Uma solução completa de imagens digitais.

Ao cobrir a totalidade das necessidades de imagens extra-orais, o Sistema Kodak 8000C constitui uma solução digital integrada completa, prática e eficiente. Além de contar com uma ampla gama de opções cefalométricas, você poderá efetuar exames de ATM, radiografias panorâmicas, panorâmicas segmentadas, ou dos seios maxilares.



O Sistema Kodak 8000C oferece:

- Um sistema de imagens cefalométricas "one shot", para uma exposição rápida e um resultado instantâneo.
- Um posicionamento confortável e ergonômico para o paciente.
- Um software de captura de imagens simples e intuitivo.
- Uma assistência técnica e uma variedade de serviços reconhecidas mundialmente.



Uma evolução inteligente e inovadora para a sua atividade.

Tratamentos de imagens simples e potentes.

O software de imagens dentais Kodak está equipado com potentes funções de processamento de imagens para facilitar o diagnóstico. Desde o ajuste dos contrastes e da luminosidade ou brilho até a ampliação, você disporá de uma gama completa de ferramentas para obter os melhores resultados de suas radiografias e diagnósticos mais precisos.

Uma integração eficiente à rede de opções digitais.

As radiografias efetuadas com o Sistema Kodak 8000C podem ser integradas à opção de software de gerenciamento de clínicas e análise cefalométrica digital. Da mesma forma, você poderá compartilhar suas imagens com sua equipe, seus colegas ou instituições externas, ganhando tempo e aumentando sua eficiência operacional.

Suporte e assistência confiáveis.

Há mais de um século a Kodak é referência em matéria de sistemas de imagens e de prestação de serviço técnico. Com o Sistema Kodak 8000C, a Kodak está comprometida com a qualidade que também se estende para o sistema de imagens digital extra-oral. Nossos distribuidores autorizados e equipes de especialistas qualificados estão a sua disposição para:

- Avaliar, com você, suas necessidades e ajudá-lo a escolher o equipamento mais adequado às suas necessidades de sistema de imagens.
- Instalar o sistema panorâmico e cefalométrico Kodak 8000C.
- Treinar, você e sua equipe, na operação de captura de imagens de alta qualidade, desde o primeiro dia de instalação.
- Resolver suas dúvidas e oferecer um serviço pós-venda de nível excepcional.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Gerador de raios-X de alta frequência:

Alta tensão: 140 kHz 60-90 kV 2-15 mA

Posição do paciente:

Integra suportes auriculares, um suporte frontal graduado, um raio laser de posicionamento Francfort.

Imagens:

Lateral, AP / PA, oblíqua, submento-vértice, carpo.

Tempo de exposição cefalométrica:

0,1 3,2 segundos

Ampliação


1,15X

Níveis de escala de tons:

4096 12 bits

Configuração da instalação:

Ampla gama de variações.



© Eastman Kodak Company, 2004.
Kodak e Trophy são marcas registradas de
Eastman Kodak Company.

KODAK INFOLINE (Chamada gratuita)

Espanha: 900 98 49 85

www.kodak.com/dental